



Analysersom utføres ved Helgelandssykehuset Mo i Rana

Hemoglobin	} Ett EDTA glass	TnT, Trop.T	} SERUMGLASS NR.3	
Leukocytter		CEA		
Trombocytter		CA 125		
Lkc-diff		HCG, kvantitativ		
MCV, MCH, MCHC		NT-proBNP		
Hct/EVF				
Reticulocytter				
		PSA	} SERUMGLASS NR.4	
		Ferritin		
Blodutstryk	Strykkes ut og fikseres på legekantoret	Kobalamin (Vit B ₁₂)		
HbA1C	Ett EDTA glass	TSH, FT4 evt FT3		
SR	Ett Senkningsglass (<u>ikke</u> postsending)	Venøs blodgass	Ett Li-heparin glass <20 min (<u>ikke</u> postsending)	
PT-INR	} Ett Citrat glass	P-PTH	EDTA plasma, rask avpipp.	
D-dimer (FDP)				
Cephotest (APTT) (<u>ikke</u> postsending)		P-Ammoniakk, NH ₄ ⁺	Spesiell prøvetaking (<u>ikke</u> postsending)	
Fibrinogen				
CRP	} SERUMGLASS NR.1			
Natrium (Na ⁺)				
Kalium (K ⁺)				
Kreatinin / e-GFR				
Kalsium (Ca ⁺⁺)				
Uorganisk fosfat				
Urat (urinsyre)				
Bilirubin				
ALAT				
GT				
ALP				
Amylase				
Lipase				
ASAT				
LD				
CK				
Glukose				
Kolesterol				
HDL-/ LDL kolesterol				
Triglyserider				
Karbamid (urinstoff)				
Magnesium (Mg ⁺)				
Jern (Fe ⁺⁺) og TIBC				
Albumin				
Etanol				
Litium serum m/u/gel				
Cl (klor)	} SERUMGLASS NR.2			
IonCa				

Laboratoriet kan kontaktes ved tvil om glasstyper eller behandling av prøvene.

Revidert okt 2011 av amy